

Your perfect sized condom!

MY.SIZE

Finden Sie das passende MY.SIZE Kondom für ein natürlich sicheres Gefühl.

MY.SIZE ist die Kondommarke nach Maß und in sieben Größen von 47 bis 69 mm erhältlich. Mit MY.SIZE finden Sie immer das passende Kondom für ein natürlich sicheres Gefühl.



Maßband ausschneiden

Schneiden Sie das Maßband entlang der gestrichelten Linie mit Hilfe einer Schere ab.


Achtung beim Ausschneiden können scharfe Papierkanten entstehen



Maß nehmen

Den Penisumfang bestimmt man, indem man das Maßband einmal um den Penis wickeln. Ergebnis an der Ansatzlinie ablesen.

Der **Penisumfang** spielt bei der Wahl der richtigen MY.SIZE Kondomgröße die Hauptrolle.



MY.SIZE Größe ermitteln

In der Tabelle finden Sie die passende MY.SIZE Größe.

Beispiel: Wenn Ihr Penis einen Umfang von 11,5 cm hat, ist MY.SIZE 53 ideal für Sie.


Soll das Kondom enger sitzen oder wollen Sie besonders viel spüren, wählen Sie eine kleinere bzw. größere MY.SIZE Kondomgröße aus.

MY.SIZE Größe **Penisumfang in cm**

47	9,5 – 10,0
49	10,0 – 11,0
53	11,0 – 11,5
57	11,5 – 12,0
60	12,0 – 13,0
64	13,0 – 14,0
69	14,0 – 15,0



! WICHTIGE INFO: Beim Drucken Seitenanpassung „keine“ auswählen. Sonst wird das Maßband nicht maßstabsgetreu ausgedruckt.



MAßBAND
Finde das passende MY.SIZE Kondom

Mehr Infos unter: www.my-size-condoms.com/